

## 1627288 - Sonicaid D920 Foetale audio doppler - met vaste 2 MHz probe - 1 st

### Beschrijving

Foetale Dopplers voor alleen audio, met vaste 2 MHz doppler.

Het apparaat heeft een compact en lichtgewicht ontwerp, waardoor het eenvoudig mee te nemen is. Dankzij de LED-indicatoren is de aan/uit-status en het batterijniveau duidelijk zichtbaar. De bediening is gebruiksvriendelijk door de gecombineerde aan/uit- en volumeregeling.

De hooggevoelige sondes zorgen voor optimale prestaties in een breed scala aan klinische toepassingen en procedures. Het toestel ondersteunt waterdichte sondes van 2 MHz en 3 MHz, waardoor het ook geschikt is voor gebruik bij waterbevallingen. Bovendien zijn de sondes eenvoudig te reinigen, wat bijdraagt aan een betere infectiecontrole.

Tot slot werkt het apparaat op AA-batterijen, wat zorgt voor extra gebruiksgemak en een kostenefficiënte oplossing op lange termijn.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Huntleigh
<b>sku</b>	1627288
<b>Waterbestendig</b>	Ja
<b>Frequentie sonde</b>	2MHz
<b>Oplaadbaar</b>	Nee
<b>Signaalweergave</b>	Audio
<b>Type verpakking</b>	Stuk