

1625467 - Tork Mini S5 vloeibare zeep - mild geparfumeerd - 8 x 525 ml



Beschrijving

De **Tork Mild Geparfumeerde Vloeibare Handzeep** is speciaal ontwikkeld voor dagelijks gebruik in medische en zorgomgevingen waar handhygiëne en huidverzorging hand in hand moeten gaan. Deze milde, dermatologisch geteste handzeep met een frisse geur bevat hydraterende ingrediënten en lipide-herstellende bestanddelen, waardoor het zelfs geschikt is voor de droge of gevoelige huid.

Belangrijkste voordelen:

- **Zachte reiniging:** Geschikt voor normaal en droog huidtype, ideaal bij frequent handen wassen.
- **Hydraterende formule:** Bevat lipide herstellende ingrediënten voor extra verzorging.
- **Natuurlijke samenstelling:** 96% van de ingrediënten is van natuurlijke oorsprong*.
- **Efficiënt bij koud water:** Bewezen effectief zonder warm water – bespaar energie**.
- **Frisse geur & parelmoer glans:** Verhoogt de gebruikservaring voor personeel en bezoekers.
- **Hygiënisch en snel bijvullen:** In minder dan 10 seconden – met verzegelde fles en nieuwe pomp voor elke vulling.
- **Afvalreductie:** Vacuüm-technologie zorgt voor 70% minder afvalvolume bij lege flessen***.
- **Huidvriendelijk:** Dermatologisch getest en met een pH-waarde die de huid respecteert.

Compatibiliteit:

- Alleen te gebruiken met **Tork Mini Zeep- en Handdesinfectie Dispensers (S5-systeem)**, gecertificeerd als 'easy-to-use' en ontworpen voor optimale handhygiëne.

Specificaties

Merk	Tork
Ingrediënten	Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Cocoamphoacetate, Glycerin, Sodium Chloride, Glycol Distearate, PEG-4 Rapeseedamide, Sodium Lauroyl Glutamate, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Cocamidopropyl Betaine, Propylene Glycol, Citric Acid, Tetrasodium Iminodisuccinate, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Tocopherol, Sodium Sulfate, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, CI 15985, CI 19140, Parfum.
sku	1625467
Normeringen	ISO 22716 (Good Manufacturing Practice) ISO 9001 & 13485 (Kwaliteitsmanagementsysteem) ISO 14001 (Milieumanagementsysteem) EU Ecolabel licentienummer (SE/030/002)
pH neutraal	Ja
Inhoud	525 ml
pH-waarde	5 - 6
Type verpakking	Karton