

1543406 - Digitale bloeddrukmeter BC32 - pols - polsometrek 13,5-19,5 cm - 1 st



Beschrijving

Beurer Digitale polsbloeddrukmeters bieden zekerheid in een compacte vorm. Hiermee kunt u uw bloeddruk regelmatig controleren en in de gaten houden. Het product meldt onjuist gebruik om er zeker van te zijn dat u het correct gebruikt. Een volautomatische polsdrukmeter die de gemiddelden van alle opgeslagen meetwaarden weergeeft zoals bijvoorbeeld van de ochtend -en avondbloeddruk over 1 week. Heeft een risico indicator en detecteert arrhythmia, toont datum en tijd en schakelt automatisch aan -en uit.

Specificaties

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Merk | Beurer |
| Bebat tax | 0.05 EUR |
| sku | 1543406 |
| Type bloeddrukmeter | Digitale bloeddrukmeters |
| Europese Regelgeving | MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa |
| Type verpakking | Stuk |