

## 1618371 - Zadeltabouret TR03 - voetsteun - wielen - 64 - 89 cm - standaard bekleding - mintgroen



### Beschrijving

De Zadeltabouret TR 03 combineert modern design met optimaal comfort en functionaliteit, speciaal ontwikkeld voor medische professionals die een ergonomische en duurzame zitoplossing nodig hebben.

#### Belangrijkste eigenschappen

- Comfortabele zitting: De kruk is voorzien van een hoogwaardige, gestoffeerde zadelzitting die langdurig zitcomfort biedt, zelfs tijdens intensieve werkuren.
- Stabiel onderstel: Het stevige aluminium onderstel van de Tabouret TR 03 zorgt voor maximale stabiliteit, waardoor deze kruk ideaal is voor dagelijks gebruik in medische omgevingen.
- Eenvoudige hoogteverstelling: Dankzij de ingebouwde gasveer kan de hoogte van de kruk snel en moeiteloos worden aangepast, voor een perfecte ergonomische houding.

De zadelzitting kan gemonteerd worden op de modellen TR-01, TR-02 en TR-03.

*Opgelet: de kleur van de tabouret zoals weergegeven op de afbeelding kan variëren van de werkelijkheid.*

## Specificaties

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Merk</b>                           | Spinetechnics       |
| <b>Wielen</b>                         | Ja                  |
| <b>Voetring</b>                       | Nee                 |
| <b>Rugsteun</b>                       | Nee                 |
| <b>Diameter zitvlak</b>               | 35 cm               |
| <b>Aantal wielen</b>                  | 5                   |
| <b>sku</b>                            | 1618371             |
| <b>Kleur</b>                          | S14 - mintgroen     |
| <b>Kleur onderstel</b>                | Aluminium kleur     |
| <b>Materiaal onderstel</b>            | Gepolijst aluminium |
| <b>Type zitting</b>                   | Ronde zitting       |
| <b>Verstelbare hoogte met gasveer</b> | 64 - 89 cm          |
| <b>Type verpakking</b>                | Stuk                |