

## 1011384 - PERMA-HAND™ silk hechtdraad 2/0 - 16 mm - 75 cm - FW503 - 1 st



### Beschrijving

PERMA-HAND™ SILK Suture is een niet-absorbeerbare, steriele, chirurgische hechtdraad die is samengesteld uit een organisch eiwit dat fibroïne wordt genoemd.

#### Voordelen

- Multifilament
- Natuurlijk

## Specificaties

<b>Merk</b>	Ethicon
<b>SKU leverancier</b>	ETHIFW503
<b>Samenstelling</b>	Fibroïne
<b>sku</b>	1011384
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Resorbeerbaar</b>	Nee
<b>Draadlengte</b>	75 cm
<b>Draaddikte</b>	2/0
<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Naald lengte</b>	16 mm
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse III
<b>Type verpakking</b>	Stuk