

1600761 - WelchAllyn bloeddrukmeter durashock ds55 - blauw - 3 flexiport manchetten maat 9-11-12 - etui - 1 st



Beschrijving

De bloeddrukmeter DuraShock DS55 maakt deel uit van de lijn van manuele, aneroïde bloeddrukmeters van **Welch Allyn** met de technologie van DuraShock™. Deze bloeddrukmeters zijn schokbestendig en zonder tandwiel. Deze technologie biedt grote voordelen ten opzichte van traditionele bloeddrukmeters.

Voordelen

- De bloeddrukmeter beschikt over een etiket waarop de naam van het centrum, van de dienst of van de arts kan opgeschreven worden om de identificatie te vergemakkelijken.
- De bloeddrukmeter wordt met een velcro manchet Flexiport voor volwassenen geleverd.
- De bloeddrukmeter wordt met opbergetui geleverd om het apparaat te beschermen.

Specificaties

Merk	WelchAllyn
sku	1600761
Type bloeddrukmeter	Aneroïde bloeddrukmeters
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk