

1104216 - WelchAllyn vaginale wegwerpspecula voor kleenspec 800 lichtbron - s - 1 x 24 st



Beschrijving

Comfortabel en volledig glad afgewerkt in transparante kunststof voor een optimale visuele gynaecologische analyse. De hoogkwalitatieve vaginale wegwerpspecula van **Welch Allyn** zijn geschikt voor Kleenspec 800 lichtbron.

Specificaties

Merk	WelchAllyn
sku	1104216
Maten specula	S
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Doos