

STR2570014 - Signa elektrodenspray 3,80 L - 1 st



Beschrijving

Elektrodenspray 3,8 L container met reserve sproeier. Hoge geleidbaarheid, voor een uitstekende signaalkwaliteit en een lange levensduur van de elektroden.

Specificaties

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Merk | Strässle |
| sku | STR2570014 |
| Normeringen | EN ISO 13485:2016 |
| EKG categorie | EKG-gel & spray |
| Europese Regelgeving | MDR - 2017/745/EU - Klasse I |
| Type verpakking | Stuk |