

1022761 - L&R verbanddoos Industry II - 1 st



Beschrijving

L&R Industry III Industry verbanddoos is een praktische stevige uitklapbare tas met zorgvuldig geselecteerde producten in transparante opbergzakjes. De verbandkit is ongevoelig voor invloeden van buitenaf zoals vloeistoffen en vuil. De producten hebben steeds een bijhorende duidelijke en volledige beschrijving.

Inhoud:

- 1 x Gummi knevelverband 5 cm
- 1 x Mond op mond beademing
- 1 x "Listerschaar" 14 cm
- 6 x Steriele drukverbanden 7 x 10 cm
- 3 x Steriele drukverbanden 12 x 14 cm
- 3 x Steriele driehoeksverbanden
- 6 x Cambric windsels licht onder cellofaan 5 cm x 5 m
- 6 x Cambric windsels licht onder cellofaan 7 cm x 5 m
- 12 x Doosjes hydrofiele watten 10 g
- 3 x Hechtpleister 1,25 cm x 5 m
- 3 x Hechtpleister 2,5 cm x 5 m
- 3 x Doosjes Stella Plast 6 cm x 1m
- 30 x Veiligheidsspelden in een zakje (3 x 10 pcs)
- 1 x Nota "Eerste hulp", officiële teks
- 1 x Lijst met inhoud en bestelnummers van de producten

Specificaties

Merk	Lohmann Rauscher
sku	1022761
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk