

1574131 - Onderzoekstafel Praxis 2 Elite - elektrisch - Purfect bekleding - 1 st



Beschrijving

De Praxis 2 Elite is de opvolger van de succesvolle Praxis 2 uit de Praxis serie. Deze lijn kenmerkt zich door een enorm bereik van 42-112cm en heeft daarbij standaard hefvermogen van 225kg. Door de ronde poten en dikkere profielen ziet de tafel er niet alleen mooi uit, maar is deze ook zeer sterk en stabiel. De langere rugklep van de Praxis 2 Elite is 81cm lang en zorgt voor een comfortabele zithouding.

Specificaties

Merk	Wesseling
Product afmetingen	B 64 cm, L 198 cm
Wielen inbegrepen	Nee
Hoogteverstelbaar	Ja
Hoogte	42-112 cm
Papierrolhouder inbegrepen	Nee
sku	1574131
Aantal delen	2-delig
Hoogteverstelling	Elektrisch
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk