


1546380 - Linido hulppootset opklapbeugel - rvs gepolijst - 1 st



Beschrijving

Hulppootset voor opklapbare beugel dat bestaat uit een verstelbare hulppoot, afstandhouder en klemblok. Is traploos in de hoogte verstelbaar, tevens achteraf te plaatsen op opklapbare beugels LI2603.3xx, *niet toepasbaar op opklapbare beugel LI2603.350*, maximaal belastbaar tot 150 kg.

Specificaties

Merk	Linido
SKU leverancier	LI2614.3002-00
sku	1546380
Categorie toiletsteunen	Toebehoren toiletbeugels
Type verpakking	Stuk