

1351290 - Onderzoekstafel Praxis 3 Elite - hydraulisch in hoogte verstelbaar - Pimpelle - 1 st



Beschrijving

De Praxis 3 Elite is de opvolger van de succesvolle **Wesseling** Praxis 3 uit de Praxis serie. Deze lijn kenmerkt zich door een enorm bereik van 48-98cm en heeft daarbij standaard hefvermogen van 225kg. Door de ronde poten en dikkere profielen ziet de tafel er niet alleen mooi uit, maar is deze ook zeer sterk en stabiel. Door de speciale gasveer onder het hoofd-/beendeel gaat de klep automatisch omhoog als de tafel naar de laagste positie zakt. Dit gebeurt wanneer deze korte klep naar beneden staat gericht. Hierdoor is het mogelijk om de vlakverdeling optimaal in te delen en toch een laagste stand van 48cm te garanderen.

Opgelet: de kleur van de tafel zoals weergegeven op de afbeelding is niet contractueel en kan variëren van de werkelijkheid.

Specificaties

Merk	Wesseling
Product afmetingen	B 64 cm, L 196 cm
Wielen inbegrepen	Ja
Hoogteverstelbaar	Ja
Hefvermogen	225 kg
Tijdsduur hoogteverstelling	40 s
Hoogte	48-98 cm
sku	1351290
Aantal delen	3-delig
Hoogteverstelling	Hydraulisch
Kleur	Pimpelle
Standaard hoogtebediening	Voetschakelaar
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk