

1605709 - male-female luer lock - rood - steriel - 100 st



Beschrijving

BD's male-female luer lock sluiten poorten af van intravasculaire medische toepassingen zoals infusiesets. De beschermende doppen kunnen worden gebruikt voor zowel mannelijke als vrouwelijke luer-vergrendelingen.

Voordelen

- Lipidebestendig
- Kan gebruikt worden met pomp
- Zwaartekrachtgebruik
- Vrij van ftalaten, PVC, PHT, DEPH en latex

Specificaties

Merk	BD
sku	1605709
Latex vrij	Ja
Steriel	Ja
Kleur	Rood
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is
Type verpakking	Doos