

1601711 - Keiser Air250 Standing Hip



Beschrijving

De Air250 Standing Hip is een ideaal toestel voor atleten, omdat ze op alle snelheden kunnen trainen. Het toestel is essentieel voor het ontwikkelen van kracht en power. De machine zorgt voor flexie van de heup, extensie, adductie en abductie. Het speciale platform voor de voeten, zorgt ervoor dat er voldoende ruimte is voor de beweging, waardoor mogelijke hyperflexie van de knie, bij het raken van de grond (tijdens de oefening) voorkomen wordt.

Het platform is door het lage gewicht makkelijk in hoogte instelbaar, waardoor mensen van alle lengten kunnen trainen op de Air250 Standing Hip. Doordat aan beide kanten van het toestel weerstandsknoppen zijn aangebracht, kan heel eenvoudig vooruit en achteruit getraind worden.

- Nauwelijks schokken voor spieren en gewrichten
- Keiser dynamic variable resistance
- Bilaterale beweging voor symmetrische training
- Grote display met weerstand en herhalingen

Specificaties

Merk	Keiser
Product afmetingen	H 180.4 cm
SKU leverancier	002621BP
Weerstand	0-107 kg
sku	1601711
Kleur	Rood
Type verpakking	Stuk