

## 1523648 - HEINE otoscoopset mini 3000 fo met handvat en etui - 2,5v - led - 1 st



### Beschrijving

Otoscoop met helder licht en authentieke LED HQ kleurweergave, geeft een gedetailleerd zicht en heeft een stevige behuizing.

## Specificaties

<b>Merk</b>	HEINE
<b>SKU leverancier</b>	HEIND-885.20.021
<b>Bebat tax</b>	0.05 EUR
<b>Inclusief bij het product?</b>	Otoscoopkop Mini 300 FO - 2,5V - LED; niet-oplaadbaar handvat inclusief 2 batterijen AA; 4 herbruikbare specula 2,4 - 3 - 4 - 5 mm; 5 wegwerpspecula 2,4 mm; 5 wegwerpspecula 4 mm; stevig etui
<b>sku</b>	1523648
<b>Categorie otoscopen</b>	Otoscoop set
<b>Handvat otoscoop</b>	Niet oplaadbaar handvat
<b>Maat otoscoop set</b>	Pocket size
<b>Vergroting</b>	3 x
<b>Verlichting</b>	LED
<b>Voltage</b>	2,5 V
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk