

1022202 - Velcromanchet + long met 2-in-1 slang - obesen - 1 st



Beschrijving

Velcromanchet die geschikt is voor alle handmatige bloeddrukmeters van Boso. De juiste manchet is belangrijk voor betrouwbare en nauwkeurige meetresultaten.

Specificaties

Merk	BOSO
Compatibel met	Boso Classico; Boso Classic
Bereik armband bloeddrukmeter	33 - 41 cm
sku	1022202
Doelgroep	Obesen
Maat armband	L
Type armband	Velcro armband
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk