

## 1621493 - Schiller MedilogFD holter incl. 10-draads kabel



### Beschrijving

De **medilogFD** van **Schiller** is een geavanceerde **12-kanaals Holter ECG-recorder** voor gedetailleerde en ruimtelijke hartanalyse. Met directe **detectie van boezemfibrilleren** en de mogelijkheid om ademhalingsgegevens via een **optionele SpO2-sensor** te registreren, biedt het een uitgebreide beoordeling van de hartfunctie. Dankzij een **sampling rate van 128.000 Hz** per afleiding levert het uitzonderlijke nauwkeurigheid.

#### Belangrijkste kenmerken:

- ? **12-kanaals Holter ECG** voor een volledige beoordeling van ECG-condities
- ? **Directe detectie van boezemfibrilleren** door P-golfanalyse
- ? **Optionele SpO2-sensor** voor ademhalingsinformatie
- ? **Live ECG-voorbeeld** op een **hoog-contrast kleurenscherm**
- ? **Microfoon** voor het opnemen van patiënt-ID ter voorkoming van verwarring
- ? **Milieuvriendelijk**: werkt op een **oplaadbare batterij** of AAA-batterijen
- ? **Eenvoudig te reinigen draagtas**

De **medilogFD** is compatibel met **medilogAR** (3-kanaals Holter ECG, tot 14 dagen registratie) en **medilog DARWIN2** (geavanceerde ECG-analyse).

## Specificaties

<b>Merk</b>	Schiller
<b>sku</b>	1621493
<b>Normeringen</b>	ISO 13 485
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk