

1608931 - Texa® kripwindels 80 gr - 5 cm x 4 m - 20 st



Beschrijving

Texa kripwindels zijn niet-steriele elastische zwachtel, ideaal voor ondersteuning en fixatie van diverse verbanden. Ze bieden een stevige, maar flexibele ondersteuning voor een optimaal draagcomfort.

Specificaties

Merk	Texa
Steriel	Nee
Samenstelling	Katoen, elastaan 80G/?
Zelfklevend	Nee
sku	1608931
Kleur	Wit
Maat	5 cm x 4 m
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Doos