

1517249 - Misty Neb Medication Nebulizer + Tee Adapter + 2.1 m tubing - 1 x 50 st



Beschrijving

Deze disposable vernevelaars zijn gemaakt van stootbestendige kunststof en dus breukvast, en hebben een ingebouwde beschermingskolom ter voorkoming van verspilling van dure medicijnen als het instrument omvalt. Een uitwendige schroefdraad tussen de boven en onderkant van de fles beperkt de lekkage van medicijn tijdens de verneveling tot een minimum. Het vullen met medicijn is eenvoudig dankzij de stabiliserende werking van de ingebouwde poten. Model van de Tee Adapter: 001505.

Specificaties

Merk	Airlife
sku	1517249
Type beademing	Non invasieve beademing
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Doos