

1605721 - Enkelvoudige afzuigklep voor thoracale drainage type Heimlich - steriel - 25 st



Beschrijving

Ventiellichaam van flexibel en transparant polyurethaan met een natuurlijke rubberen huls in de vorm van een eendenbek die als terugslagklep fungeert. Dit apparaat wordt rechtstreeks aangesloten op de pleurale of thoraxdrain van de patiënt (volwassenen, kinderen), of indirect met behulp van connectorcode 800.01 en een verlengslang voor pasgeborenen en zuigelingen.

Met dit product kan de thoraxdrain zonder risico voor de patiënt worden voortgezet, zelfs tijdens transport, omdat de drain dankzij de terugslagklep niet hoeft te worden afgeklemd.

Specificaties

Merk	vygon
Steriel	Ja
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is
Type verpakking	Doos