

1533347 - FreeStyle precision B-ketone strips - 10 st



Beschrijving

De precision B-ketone strips van **Abbott** zijn ontworpen voor het uitvoeren van een kwantitatieve meting van ketones (beta-hydroxybutyraat) (ketonlichaamsniveaus in het bloed) in een vers capillair bloedmonster dat bij diabetespatiënten aan de vingertop wordt genomen. Klein bloedmonster vereist (0,6 µL).

Wanneer de bloedglucose de 250 mg/dL overschrijdt, is het zoeken naar ketones essentieel. Indien aanwezig, geeft dit een gebrek aan insuline weer.

Specificaties

Merk	Abbott
sku	1533347
Europese Regelgeving	IVD 98/79/EC
Type verpakking	Doos