

1010655 - Gelostretch® - 10 cm x 5 m - 10 st



Beschrijving

Gelostretch® geïmpregneerde windel met zinkgel direct klaar voor gebruik met een zeer hoge werkdruk en een zeer lage rustdruk die eenvoudig is om aan te leggen.

Specificaties

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Merk | BSN |
| Samenstelling | Zinklijm |
| Steriel | Nee |
| Zelfklevend | Ja |
| sku | 1010655 |
| Kleur | Wit |
| Maat | 10 cm x 5 m |
| Europese Regelgeving | MDR - 2017/745/EU - Klasse I |
| Type verpakking | Doos |