


1004639 - Tapuz integral elektrodenband met clipsysteem en schroefconnector - 1 st



Beschrijving

De ultieme ekg-elektrodenband met ingewerkte perifereelektroden. Extra handig met de integrale connector voor directe aansluiting op uw ECG apparaat. De klassieke patiëntenkabel wordt uw reservekabel.

Specificaties

Merk	tapuz
sku	1004639
Normeringen	ISO 13485;2016
EKG categorie	ECG elektroden & toebehoren
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk