

1561480 - Koffiebeker 501 - wit - 200 ml - 1 x 10 st



Beschrijving

Beker in polypropyleen. Heeft 1 groot handvat en heeft de look van keramiek of porselein. Combineerbaar met verschillende tuitjes.

Specificaties

Merk	Ornamin
Deksel	Nee
Handvat	Ja
HACCP-conform	Ja
Isolerende beker	Nee
Schaalaanduiding	Nee
sku	1561480
Samenstelling	Polypropyleen
Inhoud	200 ml
Kleur	Wit
Type verpakking	Stuk