

1601369 - Wood lamp - 1 st



Beschrijving

De Wood lamp kennen we beter als 'black light' en is een diagnostisch instrument dat ultraviolet licht produceert en op vele ook niet-medische gebieden wordt gebruikt. In de dermatologie is de lamp heel efficiënt voor het vaststellen van heel wat aandoeningen. Deze draagbare lamp is licht en gemakkelijk te gebruiken. Hij is uitgerust met een ballastplug en een synthetisch beschermglas.

Specificaties

Merk	lid
sku	1601369
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk