

## 1106435 - Tork Dispenser voor folded toiletpapier - T3 - wit - 1 st



### Beschrijving

De Tork Gevouwen Toiletpapier Dispenser uit de Elevation-lijn is ideaal voor locaties met een klein tot middelgroot aantal gebruikers. Hij biedt verbeterde hygiëne met de vel-voor-vel-dosering, waardoor uw gasten alleen het vel aanraken dat zij zelf gebruiken. Tork Elevation-dispensers hebben een functioneel, modern ontwerp dat een blijvende indruk maakt op uw bezoekers.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Tork
<b>Product afmetingen</b>	B 16.3 cm, H 28.4 cm, L 13.4 cm
<b>SKU leverancier</b>	556000
<b>sku</b>	1106435
<b>Samenstelling</b>	Kunststof
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Type verpakking</b>	Stuk