

1558839 - SONON 300 - 300C



Beschrijving

De Sonon 300C is een convexe, mobiele, draadloze transducer zeer geschikt voor huisartsenzorg, verloskundige zorg, urologische zorg en bij spoedeisende zorg.

Gebruik door specialisatie:

- Huisarts: abdominale echo
- Verloskundige: echo van de foetus aan het begin van de zwangerschap of later
- Traumatoloog: laesies en bloeding
- Uroloog: meting van het blaasvolume

Kenmerken

- Convexe transducer
- DICOM compatibel
- Patiëntenbeheer
- Kleuren doppler
- Echo's van buik, foetus, interne bloedingen, ...
- Doelgroep: huisartsen, verloskundigen, echoscopisten, urologen, anesthesiologen en trauma artsen

Specificaties

Merk	Sonon
sku	1558839
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk