

## 1100963 - Texa® verbandset 1 - steriel - 1 x 50 st



### Beschrijving

**Texa** verbandset 1 wordt steriel afzonderlijk verpakt en bevat:

- 1 x tongspatel 15 mm vervaardigd uit hout
- 1 x pincet groen 12,8 cm in kunststof
- 1 x steriel veld - 2 laags, 38 x 45 cm, 39g/m<sup>2</sup> (polyethyleen 18g/m<sup>2</sup> + zijdepapier 21g/m<sup>2</sup>)
- 4 x gaasdeppers 30 mm diameter vervaardigd uit 100% katoen

### Specificaties

<b>Merk</b>	Texa
<b>Inhoud steriele sets</b>	Tongspatel: 1st, pincet: 1st, steriel veld 38 x 45 cm: 1st, gaasdeppers: 4st
<b>sku</b>	1100963
<b>Blister</b>	3-delig
<b>Sterilisatie methode</b>	Ethyleen oxide
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse Is
<b>Type verpakking</b>	Doos