

1622349 - BD Insyte Autoguard BC Pro Winged IV cath24 G x 0,75 - 20 mm - 50 st



Beschrijving

Het plaatsen van een perifere IV-katheter (PIVC) is de meest voorkomende invasieve procedure in ziekenhuizen. Tot 90% van de opgenomen patiënten heeft IV-therapie nodig, wat zorgverleners blootstelt aan risico's zoals prikaccidenten en contact met bloed.

De BD Insyte Autoguard™ BC IV-katheter met bloedcontroletechnologie helpt deze risico's te verminderen. Het beschermt zorgverleners tegen bloedblootstelling en gevaarlijke pathogenen zoals hepatitis B, C en hiv.

Specificaties

Merk	BD
sku	1622349
Steriel	Ja
Debiet	20 milliliter per minute
Lengte	1.9 cm
Catheter type	Met vleugels
Afmeting	24G
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Doos