

1573671 - Urinezakken - steriel - 2 L - terugslagklep - schuifslot - leiding 90 cm - 1 x 10 st



Beschrijving

Steriele urinezak met een totaal inhoud van 2 liter, met een terugslagklep, een schuifslot en een leiding van 90 cm. Bevat een universele aansluiting om katheters op aan te sluiten.

Specificaties

Steriel	Ja
Ledigbaar	Ja
Samenstelling	Zak: folie = PVC, soldering = hoge frequentie, capaciteit = 1500 cc tot 2000 cc, verzachter = sojaboon olie; terugslagklep: PVC; buis: PVC lengte = 90 cm, diameter = 0,5 cm; aansluiting: PVC; tap: LDPE (lagedichtheidpolyteen)
Normeringen	EN ISO 8669-2:1996
sku	1573671
Inhoud	2 l
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is
Type verpakking	Zak