

## 1601063 - Singleton wireless system



### Beschrijving

Speciaal ontworpen voor gebruik met onze nieuwste **Huntleigh** Sonicaid TEAM3-serie foetale monitoren, biedt ons draadloze transducersysteem de keuze tussen het monitoren van moeder of baby. Draadloze ultrasone transducers monitoren de foetale hartslag en baarmoederactiviteit.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Huntleigh
<b>sku</b>	1601063
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIb
<b>Type verpakking</b>	Stuk