

## 1102753 - WelchAllyn velcromanchet + long met 2 slangen - volwassenen - 1 st



### Beschrijving

Tweedelige bloeddrukmanchet met velcro is een traditionele manchet die bestaat uit een verwijderbare manchet en blaas. Deze manchet is ontworpen voor gebruik met grote aneroïdemeters, wandaneroïdemeters, handaneroïdemeters en kwiksfygmomanometers.

### Specificaties

|                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Merk</b>                          | WelchAllyn                               |
| <b>Compatibel met</b>                | WelchAllyn Maxi Stabil 3; WelchAllyn 767 |
| <b>Bereik armband bloeddrukmeter</b> | 22 - 32 cm                               |
| <b>sku</b>                           | 1102753                                  |
| <b>Doelgroep</b>                     | Volwassenen                              |
| <b>Maat armband</b>                  | M                                        |
| <b>Type armband</b>                  | Velcro armband                           |
| <b>Europese Regelgeving</b>          | MDR - 2017/745/EU - Klasse I             |
| <b>Type verpakking</b>               | Stuk                                     |