

1102753 - WelchAllyn velcromanchet + long met 2 slangen - volwassenen - 1 st



Beschrijving

Tweedelige bloeddrukmanchet met velcro is een traditionele manchet die bestaat uit een verwijderbare manchet en blaas. Deze manchet is ontworpen voor gebruik met grote aneroïdemeters, wandaneroïdemeters, handaneroïdemeters en kwiksfygmomanometers.

Specificaties

Merk	WelchAllyn
Compatibel met	WelchAllyn Maxi Stabil 3; WelchAllyn 767
Bereik armband bloeddrukmeter	22 - 32 cm
sku	1102753
Doelgroep	Volwassenen
Maat armband	M
Type armband	Velcro armband
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk