

1543913 - Renol zitkussen met opening 12 cm - 42 x 42 cm - 1 st



Beschrijving

Renol zitkussen met opening van 12 cm. Het kussen verlicht de drukpunten ter hoogte van het zitvlak en biedt zo een hoog comfort. Geschikt voor personen in een rolstoel, langdurig zittenden of bejaarden die veel tijd in een geriatrische zetel doorbrengen. Het ontwerp verzekert een ideale verdeling van het gewicht en de druk, en maakt het mogelijk de de wervelkolom en de ledematen te verlichten. Het kussen ondersteunt de patiënt en houdt hem in de gewenste positie, en vermijdt zo dat de patiënt opzij of naar voren glijdt. Aan de ene zijde is het kussen in polyuretheraan en katoen aan de andere zijde.

Specificaties

Merk	Renol
Product afmetingen	B 42 cm, L 42 cm
SKU leverancier	RCF40300
Samenstelling	Polyutheraan: 50%, katoen: 50%
Normeringen	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1543913
Kleur sloop	Grijs
Merk positioneringsmateriaal	Renol
Wasbaar	60 °C
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk