

1543536 - MG 295 shiatsu 3D massagekussen zwart - 1 st



Beschrijving

Shiatsu 3D massagekussen biedt een volledige ontspanning en zorgt voor een gevoel van welzijn in huis. Met 4 massagekoppen met 3D-rockertechnologie en 2 roterende Shiatsu nekmassagekoppen zorgen voor een ontspannende massage. De stoel zorgt ervoor dat men een ergonomische schelpvormige houding aanneemt. De stoel is te gebruiken op alle stoelen met voldoende zitdiepte en rugleuning, wordt bevestigd met klittenband. Het materiaal is gemaakt van PU en een wasbare mesh hoos voor de nek (40°).

Voordelen

- 3 individuele massagezones
- 2 snelheden
- bediening met handschakelaar
- Met haak om de stoel praktisch op te bergen
- Timerfunctie 5/10/15 min

Specificaties

Merk	Beurer
Product afmetingen	B 46 cm, H 86 cm, L 38 cm
SKU leverancier	64053
Vermogen	48 W
Warmtefunctie	Ja
Infraroodwarmte	Nee
Massage programma's	3
Aantal functies	2
Aantal massagekoppen	4
sku	1543536
Voeding	Netvoeding
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk