

## 1577193 - PiezoWave 2 Touch - "Multi Use 4/6" - Incl. handstuk FB 10 G6 & F10 G4 - incl. kar



### Beschrijving

De **MultiUse-serie** van **Richard Wolf** tilt shockwavetherapie naar een hoger niveau met slimme uitbreidingen en praktische oplossingen voor veeleisende medische omgevingen. Deze geavanceerde serie is ontworpen voor professionals die meerdere therapiebronnen willen combineren en efficiënt willen werken zonder concessies te doen aan gebruiksgemak of precisie.

#### Belangrijkste kenmerken:

##### Uitbreidbare therapiebronhouder

Biedt plaats aan twee extra therapiebronnen, veilig en overzichtelijk opgeborgen – ideaal voor klinieken met een breed behandelaanbod.

##### Geavanceerde hoogspanningsgenerator

Eén generator die zowel enkel- als dubbellaagse therapiebronnen aanstuurt, voor optimale controle en consistentie in elke behandeling.

##### Handige opbergvakken

Twee gelpad-opbergrekken met fixatie zorgen voor een georganiseerde werkruimte en snelle toegang tot benodigdheden.

##### Optioneel voetpedaal

Handsfree bediening van intensiteitsniveaus en shockwave-activering voor nog meer behandelcomfort en precisie.

#### Handstuk meegeleverd: FB10 G6 + FB10 G4

De FB10G6 is een robuuste en uiterst krachtige therapiebron, ontworpen voor behandelingen waarbij zowel **grote oppervlakken als diepegelegen structuren** aangepakt moeten worden. Dankzij het **grote focale volume** en een **penetratiediepte van 60 mm** levert dit apparaat effectieve resultaten bij complexere ESWT-indicaties.

Zelfs bij diepere weefsellagen blijft de energie-intensiteit hoog, wat essentieel is bij aandoeningen die hogere therapeutische intensiteit vereisen – zoals pseudartrose.

Toepassingsgebieden:

- **Musculoskeletale aandoeningen (MSK):** zoals pseudartrose, tendinopathieën, en triggerpoints.
- Geschikt voor de behandeling van **grote calcificaties** en brede peesaanhechtingen.

De F10G4 Therapy Source is een veelzijdige en krachtige behandelkop binnen de ESWT-technologie (extracorporeel shock wave therapy). Deze unit combineert uitzonderlijke prestaties met een **nauwkeurige focus** voor het lokaliseren van pijnpunten en het behandelen van een **breed scala aan standaard ESWT-indicaties**.

Met een **penetratiediepte van 40 mm** en een **maximale energiefloedichtheid (EFD) van 0.82 mJ/mm<sup>2</sup>**, is deze therapiebron bijzonder geschikt voor zowel oppervlakkige als dieperliggende weefselstructuren. Veelgebruikte toepassingen zijn binnen de musculoskeletale geneeskunde (**MSK**), zoals de behandeling van **pseudartrose, tendinopathieën en andere pees- of botgerelateerde aandoeningen**.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Elvation
<b>sku</b>	1577193
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
<b>Type verpakking</b>	Stuk