

1543509 - Keukenweegschaal KS19 - 1 st



Beschrijving

Deze keukenweegschaal met retro fotoprint is de perfecte assistent voor meer dan alleen het ontbijt klaar te maken. Met een moderne tiptoetsbediening, een eenvoudig te reinigen glazen oppervlak en tarra wegen. Schakelt automatisch uit na lange tijd van inactiviteit en toont aan wanneer overbelast te zijn.

Specificaties

| | |
|--|-----------------------------|
| Merk | Beurer |
| Geheugen | Nee |
| Gekalibreerd | Nee |
| Bebat tax | 0.05 EUR |
| Automatische switch-off functie | Ja |
| sku | 1543509 |
| Gradatie weegschaal | 1 g |
| Klasse weegschalen | nvt |
| Type weegschaal | Keuken- en dieetweegschalen |
| Europese Regelgeving | 2014/30/EU |
| Type verpakking | Stuk |