

1574618 - Mocom autoclaaf B FUTURA 17 L - 1 st



Beschrijving

De B Futura van Mocom is een innovatieve klasse B autoclaaf, speciaal ontworpen om sterilisatieprocessen sneller, efficiënter en gebruiksvriendelijker te maken. Dankzij de geïntegreerde waterfiltratie is geen externe wateraansluiting meer nodig – vul eenvoudigweg de interne tank met gewoon kraanwater. Dit elimineert problemen rond opslag en beheer van gedemineraliseerd water én voorkomt slijtage door slechte waterkwaliteit.

De B Futura biedt een complete B-cyclus in slechts 31 minuten. Dankzij de exclusieve Modulaire Droogfunctie kan de droogtijd worden aangepast aan de hoeveelheid te steriliseren materiaal, wat de totale cyclusduur verder verkort. Betrouwbare, hoogwaardige interne componenten garanderen consistente prestaties en duurzaamheid.

Met het 5" capaciteieve kleurentouchscreen en de intuïtieve interface wordt dagelijkse bediening kinderspel. Videotutorials en lichtindicatoren begeleiden de gebruiker stap voor stap bij elke handeling. Via Sterilconnect kunnen gebruikers bovendien elk netwerkverbonden mobiel apparaat gebruiken – zoals een smartphone of tablet – om het apparaat te monitoren en beheren op afstand.

Belangrijkste kenmerken:

- ? Snelle B-cyclus van 31 minuten met aanpasbare droogtijd
- ? Ingebouwde demineralisatie – geen externe wateraansluiting nodig
- ? 5" kleurentouchscreen met eenvoudige, intuïtieve bediening
- ? Slimme ondersteuning via videotutorials en statusverlichting
- ? Sterilconnect: bediening en monitoring via smartphone of tablet
- ? Ruimte- en kostenbesparend ontwerp

De B Futura sterilisator is verkrijgbaar in drie maten (17 - 22 - 28 L)

Specificaties

Merk	Mocom
Gewicht product	47 kg
	Nee
Aantal plateaus	5
Buitenafmetingen (l x h x d)	480 x 500 x 600 mm
Binnenafmetingen (dxD)	250 x 350 mm
Mogelijkheid aansluiting printer	Ja
sku	1574618
Autonomie	7 - 11 cycli
Volume	17 L
Type verpakking	Stuk