

1571983 - MP 48 LED nageldroger - 1 st



Beschrijving

De **Beurer** nageldroger is perfect geschikt voor het modelleren van kunstnagels met LED- en UV-gels. De nagels drogen uitzonderlijk snel en gelijkmatig dankzij de reflecterende basisplaat. Geschikt voor zowel vinger -en teennagels. Met 18 krachtige LED's, een timerfunctie (30,60 of 120 sec), makkelijk te gebruiken.

Specificaties

Merk	Beurer
Product afmetingen	B 16.7 cm, H 7.5 cm, L 18.5 cm
SKU leverancier	57101
sku	1571983
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk