

1571942 - Ergoselect 5 - ergometer



Beschrijving

De nieuwe hoogwaardige, modulaire serie ergometers van ergoline combineert state-of-the-art technologie en exclusief design tot een overtuigend totaalconcept. De medische high-performance ergometers van de ergoline 5-serie staan voor de hoogste kwaliteit, volledige toewijding aan de behoeften van de gebruiker en grenzeloze functionaliteit. Deze ergometer wordt gekenmerkt door zijn brede, open doorloopframe, extreem lage instaphoogte en massief aluminium frame.

Kenmerken:

- gewicht van de patiënt tot 200 kg
- belastbaar bereik van 6 tot 1000 watt
- zeer nauwkeurige meettechnologie
- bodemplaat en stuurkolom van aluminium

Specificaties

Merk	Ergoline
sku	1571942
Max. gewicht volwassene	200 kg
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk