

## 1551590 - Medlance Plus SuperLite - 30 G x 1,2 mm - groen - 10 x 200 st



### Beschrijving

Medlance® Plus Super Lite is een ideaal apparaat voor glucosespiegelcontrole, ontworpen voor kinderen en mensen met een dunne en tere huid. De speciaal ontworpen 30G naaldtip zorgt voor een hoog patiëntcomfort zonder afbreuk te doen aan de bruikbaarheid.

### Specificaties

<b>Merk</b>	HTL
<b>Met prikpen</b>	Nee
<b>Lengte naald</b>	1.2 mm
<b>sku</b>	1551590
<b>Categorie glucometer</b>	Priksystemen en lancetten
<b>Maat</b>	30 G x 1,2 mm
<b>Type lancet</b>	Veiligheidslancet
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Doos