

1610059 - MONOCRYL™ hechtdraad 4/0 - 19 mm - 70 cm - Y422H - 36 st



Beschrijving

MONOCRYL™ hechtdraad is een monofilament synthetische oplosbare hechtdraad voor chirurgisch gebruik, bereid uit een copolymeer van glycolide en epsilon-caprolacton.

Voordelen

- Monofilament
- Synthetisch
- Resorptietijd: 90-120 dagen

Specificaties

Merk	Ethicon
SKU leverancier	Y422H
Samenstelling	Hechtdraad: copolymeer: glycolide, epsilon-caprolacton
Steriel	Ja
Resorbeerbaar	Ja
sku	1610059
Draadlengte	70 cm
Draaddikte	4/0
Naald lengte	19 mm
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse III
Type verpakking	Doos