

1574628 - TS 15 verwarmd onderdeken - 150 x 80 cm - 1 st



Beschrijving

Verwarmd onderdeken kan bevestigd worden aan de matras zodat deze niet wegglijd en warmte kan afgeven. Met 3 temperatuurstanden, **Beurer** veiligheidssysteem (BSS) en een verwijderbare schakelaar. Het zachte fleecemateriaal kan gewassen worden in de wasmachine op 30°.

Specificaties

Merk	Beurer
SKU leverancier	30300
Wasbare hoes	Ja
Beveiligingssysteem	Ja
sku	1574628
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk