

## 1601562 - Kardiomed 540 Upper body cycle - Wall - 1 st



### Beschrijving

Kardiomed 540 Upper Body cycle (Wall) optimaliseert je bovenlichaamstraining en is ruimtebesparend. Met een eigentijds frame in wit aluminium en een stijlvolle behuizing in antraciet grijs combineert dit fitnessapparaat design met innovatie.

#### Belangrijkste kenmerken:

- Geen externe stroomvoorziening nodig
- Geïntegreerde trainingsprogramma's voor variatie in je workouts
- Duurzaam en helder 7-inch touchscreen display
- Storingvrije Polar® hybride hartslagweergave met automatische koppeling (5 kHz en Bluetooth Low Energy)
- Training in zowel staande als zittende positie
- Voor- en achterwaartse beweging mogelijk
- Lengteverstelbare crank met synchrone/asynchrone modus
- Gasdrukondersteunde, traploze hoogteverstelling van de aandrijfeenheid voor zittende of staande trainingspositie
- Ergonomische Leki-handgrepen met voorbereiding voor clipbevestiging
- Trainingsprogramma's omvatten: Quickstart, Watt (tijdtraining) en Pulstraining

### Specificaties

<b>Merk</b>	Proxomed
<b>sku</b>	1601562
<b>Type verpakking</b>	Stuk