

SNG2F250 - SONOGEL - EKG-DOPPLER - 250ml - 1 st



Beschrijving

SONOGEL® echogel voor medische diagnostische sonografie. Het product bevat geen glycerine of formaldehyde en is afgesteld op een ph-waarde van 5,5 - 6,0. Het is temperatuurstabiel, houdt zeer lang vocht vast door luchtvochtigheid te absorberen en heeft zeer goede bevochtigingseigenschappen. Het residu kan gemakkelijk en zonder resten achter te laten worden verwijderd. De gel veroorzaakt geen vuil, vlekken of sporen op kleding.

Specificaties

Merk	sonogel
sku	SNG2F250
Inhoud	250 ml
Type verpakking	Stuk