


## 1609638 - Detectaplast elastic - vlinder - blauw - 68 x 38 mm - 1 x 50 st



### Beschrijving

De **Detectaplast kneukelpleisters** zijn speciaal ontworpen voor de behandeling van **snij- en schaafwonden ter hoogte van de knokkels**. Dankzij de unieke vorm passen de pleisters perfect rond het knokkelgewricht zonder de **bewegelijkheid van de vingers** te beperken.

Deze pleisters zijn ideaal voor gebruik in de voedingsindustrie, zorg en horeca, dankzij hun **detecteerbare eigenschappen** en naleving van de strengste kwaliteitsnormen.

### Eigenschappen

- **Visueel en elektromagnetisch detecteerbaar** – geschikt voor HACCP-omgevingen
- **Blauwe kleur** – goed zichtbaar en geeft niet af in water
- **Hypo-allergene kleeflaag** – sterke hechting, blijft goed zitten
- **Absorberend wondkussen** – plakt niet vast aan de wond
- **Latexvrij** – huidvriendelijk en veilig voor allergische gebruikers
- **Aluminiumfolie onder het wondpad** – extra detecteerbaarheid
- **Voldoet aan HACCP, IFS en BRC** standaarden

## Specificaties

<b>Merk</b>	Detectaplast
<b>Steriel</b>	Nee
<b>sku</b>	1609638
<b>Maat</b>	68 x 38 mm
<b>Vorm</b>	Vlinder
<b>Type verpakking</b>	Doos