


1550057 - Tilband - actieve tillift - corstel model - met clips - S - 1 st



Beschrijving

Actieve tillift tilband met anti-slip bekleding in het ruggedeelte, uitgevoerd in zwart polyester en volledig gepolsterd. Het anti-slip gedeelte verhindert uitglijden in de sling, met een extra gepolsterde okselpolstering voor een comfortabel gevoel. Heeft een bevestigingssysteem clipsen met kleurcode en heeft een maximale tilbelasting tot 220 kg. De tilband is wasbaar op 95°, mag in de droogtrommel op een lage warmte tot 50°.

Specificaties

Merk	Silvalea
Normeringen	ISO 13485:2016; ISO 14971:2019; EN 15223-1:2016
Soortgelijke producten	Nee
Hoofdsteun	Nee
sku	1550057
Bevestiging tilbanden	Clips
Maat	S
Type tilband	Corset tilband
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk