

1610408 - Gyneas Supragel contactgel ultrasoon LCH cubitainer - niet-steriel - 2 x 5L + 2 x lege flessen met pomp



Beschrijving

Gyneas Supragel ultrasone transparante contactgel is zeer geschikt voor echografische toepassingen en dopplers. De gel heeft een uitstekende geleidbaarheid, is niet vettig en neutraal.

Voordelen

- Irriteert niet
- Niet-steriel
- Hypoallergeen
- Laat geen vlekken achter
- pH 6-7
- Dermatologisch getest
- Kleurlos en geurloos
- Zonder zout
- Oplosbaar in water

Specificaties

Merk	Gyneas
sku	1610408
Type verpakking	Set