

1561291 - Express-thermometer met flexibele tip - Frog - BY 11 - 1st



Beschrijving

De schattige koorts thermometer met kikkerdesign van **Beurer** maakt het meten van koorts bij uw baby uiterst eenvoudig. Met een temperatuuralarm vanaf 37,8°C, geeft de metingen weer in °C en °F, is waterdicht. Schakelt automatisch uit en geeft een signaal wanneer de meting klaar is.

Specificaties

Merk	Beurer
Digitaal	Ja
Infrarood	Nee
Koorts alarm	Ja
Contactloos	Nee
Flexibele tip	Ja
Bebat tax	0.05 EUR
Low battery indicatie	Nee
Automatische switch-off functie	Ja
sku	1561291
Meetsnelheid	10 sec
Type thermometer	Okselthermometer Orale thermometer Rectale thermometer
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk