

## 1014416 - 3M™ Precise™ Skin Stapler - 25 nietjes - 1 st



### Beschrijving

Dit eenvoudige model van 3M™ zorgt voor lage gebruikskosten en biedt constante, betrouwbare resultaten. Het handige kleine formaat met tangachtig bedieningsconcept biedt vele gebruiksmogelijkheden, zelfs voor moeilijk bereikbare delen van het lichaam. Het automatisch loslatingsysteem voorkomt dat het toestel blokkeert, de gebogen kop zorgt voor een uitstekende zichtbaarheid van het nietje bij het plaatsen. Geschikt voor eenmalig gebruik, de nietjes zijn gebogen.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Solventum
<b>Steriel</b>	Ja
<b>sku</b>	1014416
<b>Aantal nietjes</b>	25
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk